

# TWO Medical

www.twomedical.pt

## OFERTA 5+1

Na compra de 5 artigos com o mesmo valor, oferta do 6º

## OFERTA DE ESCALÃO

Em compras acima de 100€, oferta de um artigo à escolha

## PORTES GRÁTIS

Em compras acima de 55€. Ilhas, consulte-nos

DESTAQUES CLÍNICA  
SETEMBRO - NOVEMBRO 2024

21 443 9285 | 21 443 9292

21 807 0919 | 91 501 1875

Whatsapp: 913 676 018

comercial@twomedical.pt

DISTINÇÃO:  
TWO Medical




PME líder '23

FGM

# Whiteness

Todos tentam,  
mas só  
Whiteness Perfect  
é penta!



# 5X PREMIADO

MELHOR BRANQUEAMENTO  
CASEIRO NOS EUA

PERÓXIDO DE CARBAMIDA : 10% ou 16%

## KIT WHITENESS PERFECT

# 32,28€

Kit c/5 seringas

# 5+1

Preço unitário  
Oferta 5+1: 26,90€



Agentes dessensibilizantes:  
Nitrato Potássio  
Fluoreto de sódio

FG7458 : 10% | FG7462 : 16%  
2 placas flexíveis de 1mm  
Estojo porta moldeiras

Seringas c/3g de gel  
pH neutro  
Excelente viscosidade

## BOX C/ 50 SERINGAS

# 239,13€

Box c/ 50 seringas



Oferta  
de Escalão  
até 21,5€

Oferta de escalão  
escolha 1 artigo de  
oferta até 21,5€

FG7459 : 10% | FG7463 : 16%  
50 seringas individuais

## ADESIVO AMBAR APS/ UNIVERSAL

"APS"

"AUTOCONDICIONANTE"



**47,95€**  
6ml

Primer&Bond  
Fotopolimerizável  
MDP

FG19358



**47,95€**  
5ml

Alto desempenho  
em dentina húmida

FG19361

**2+1**

Preço unitário resultante  
**2+1 = 31,97€**



ESTHETICS



"ADESIVO TRANSPARENTE"

## KIT COMPÓSITO VITTRA ESSENCIAL

A mesma cor  
antes e depois  
de polimerizar !

~~168,78€~~

**50%**

Preço unitário resultante

**84,39€**

STOCK LIMITADO



4x mais tempo  
de trabalho.

Facilidade de polimento  
e excelente brilho.

Kit inclui: 6 Seringas de Vittra APS  
(DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, Trans N)  
1 Ácido Condac + 1 Adesivo Ambar APS



FG19382

## OPUS BULK FILL

Restauração em bloco

## OPUS BULK FILL FLOW

Capacidade de autonivelção

## SERINGA COMPÓSITO VITTRA



Cores:  
A1 | A2 | A3



Cores:  
A1 | A2 | A3

Preço unitário resultante  
**3+1 = 24,21€**

**3+1**

**32,28€**

Seringa Vittra

DA0  
DA1  
DA2  
DA3  
DA3,5



**32,28€**  
seringa 4g

Preço unitário resultante  
Oferta **1+1: 16,14€**

"Combine códigos ou  
artigos do mesmo preço"

**1+1**

**32,28€**  
seringa 2g

Autonivelção  
Incrementos até 4mm  
Fácil adaptação  
Cubra c/ composto



BICO REGULAR - DENTINA 4g (DA0 2g)

E-Bleach  
EA1  
EA2  
EA3  
EB1  
TRANS-N  
TRANS-OPL



BICO FINO - ESMALTE 4g / CORES ESPECIAIS 2g

Praticidade !  
Incrementos até 5mm  
Alta resistência mecânica  
Não necessita de composto cobertura

RESTAURAÇÕES EM 1/4 DO TEMPO

Na compra de 2 seringas  
Oferta 1 Vittra Unique



"no valor de 32,28€"

## KIT DE COMPÓSITO OPALLIS



FG19424

~~74,74€~~

Kit Opallis

Preço unitário resultante

**37,37€**

**50%**

50% DESCONTO

Cores incluídas no Kit:  
EA1; EA2; EA3; DA2

4 seringas Opallis  
Ácido Condac  
Adesivo Ambar

## SERINGA COMPÓSITO OPALLIS

**18,69€**

Seringa OPALLIS

Preço unitário resultante

**5+1 = 15,57**

**5+1**



Opalescência e fluorescência  
Carga de Vidro Schott (Alemão)  
Indicado p/ Anteriores e Posteriores

DENTINA 4g - DA1; DA2; DA3; DA3,5; DB1; DB2;  
DENTINA 2g - DA4; DC2; DC3; D-BLEACH  
ESMALTE 4g - EA1; EA2; EA3; EA3,5; EB1; 2B2  
ESMALTE 2g - EA4; EB3; EC2; EC3; E-BL; EBH; EBM  
CORES DE EFEITO: T-BLUE; T-NEUTRAL  
OPACO: OPACO PEARL; OPACO WHITE

## KIT DE COMPÓSITO LLIS

**49,45€**

4 seringas Llis  
Ácido Condac  
Adesivo Ambar



FG19406

Cores incluídas no Kit:  
EA1; EA2; EA3; DA2

Oferta  
1 LLIS DA3



## SERINGA VITTRA UNIQUE



FG55212

**32,28€**  
Seringa 4g

ANTES DEPOIS



Tudo o que precisa:  
Do Bleach ao D4  
Redução de stock na clínica  
Uso de resina de fundo:  
Quando não há parede de fundo para copiar

COMPÓSITO CAMALEÃO

## COMPÓSITO OPALLIS FLOW

**15,71€**

Seringa 2g

**2+1**

Preço unitário resultante  
**2+1 = 10,47**

Viscosidade ideal  
Carga de Vidro Schott (Alemão)  
Elevada resistência mecânica

Na compra de 10 unidades  
Oferta de 1 Adesivo  
Ambar APS 6 ml



"no valor  
de 47,95€"

## SERINGA DE COMPÓSITO LLIS

**8,46€**

Seringa 4g

**5+1**

Preço unitário resultante  
**5+1 = 7,05**

DENTINA 4g - DA1; DA2; DA3; DA3,5; DB2  
ESMALTE 4g - EA1; EA2; EA3; EA3,5; EB1; EB2; EB3; EC2; EC3  
UNIVERSAL 4g: INCISAL

Estética Natural  
Carga de Vidro Schott (Alemão)  
Indicado p/ Anteriores e Posteriores

## BRANQUEAMENTO CASEIRO WHITE CLASS

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 6%  
COSMÉTICO

~~42,31€~~

PREÇO ESPECIAL !!!!


**32,28€**

Kit c/ 4 seringas

Seringas c/3g de gel  
Com Cálcio  
Excelente viscosidade



Agentes dessensibilizantes:  
Nitrato de Potássio  
Fluoreto de sódio



**OFERTA**  
1 caixa placas



**5+1**

Preço unitário resultante  
**5+1 = 26,90**

FG7447 : 6%  
Kit c/ : 4 seringas  
1 caixa

## BOX C/ 50 SERINGAS

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 6%  
COSMÉTICO

~~289,00€~~

PREÇO ESPECIAL !!!!

**239,13€**

Box c/ 50 seringas

**OFERTA**

20 placas de 1mm  
10 caixas porta moldeira

**Oferta**  
de Escalão  
até **21,5€**



FG7448

## BRANQUEAMENTO CONSULTÓRIO WHITENESS HP AUTOMIXX 6%

~~42,31€~~

Kit p/ 4 aplicações  
FG4000019619



Ponta aplicadora especial:  
aplicação fina e homogênea de gel



Seringa automistura c/2 fases  
Ação remineralizante c/ cálcio  
**Sem necessidade de ativação por fonte de luz**  
Reduzida sensibilidade  
pH alcalino e estável: sessão única de até 50 min.

NA COMPRA DE 1 HP AUTOMIXX 6%

**OFERTA**

KIT BRANQUEAMENTO  
WHITENESS PERFECT 16%  
"no valor de 32,28€"



Kit: 1 Seringa c/ 4g de gel  
4 pontas automix c/ escova aplicadora  
1 barreira gengival Top dam 2g c/3 pontas

## REMOVEDOR DE MANCHAS POR MICROABRAÇÃO

Versatilidade:  
Pode ser associado  
ao branqueamento  
dentário.

Eficácia:  
Técnica conservadora  
Prático:  
Já vem pronto a utilizar

~~21,32€~~

FG2089  
Seringa c/2g



## BARREIRA GENGIVAL



~~18,33€~~

Seringa c/2g

Fotopolimerizável

**3+1**

Preço unitário resultante  
**3+1 = 13,75€**



FG2172

## DESSENSIBILIZANTE



Aplique  
10 minutos

Gel c/  
Nitrato de potássio  
Fluoreto de sódio

~~9,17€~~

2 concentrações:

USO EM AMBULATÓRIO - 0,2%

USO EM CONSULTÓRIO - 2%

Seringa 0,2% FG2108 | Seringa 2% FG2110

## NANOSYNT

BIOMATERIAL - SUBSTITUTO ÓSSEO

100% sintético e seguro:  
à base de fosfato de cálcio bifásico  
(60% de hidroxiapatita e 40% de  $\beta$ -fosfato tricálcico)

A morfologia nanoestruturada confere-lhe uma excelente  
resposta biológica e resultados clínicos surpreendentes.

Não tóxico, radiopaco, alta biocompatibilidade

~~83,33€~~

Preço unitário resultante  
**1+1**

**41,66€**

**1+1**



Embalagem de 1g - fraccionada em 4 Ampolas de 0,27cc (0,25g)

Granulometria disponível:

FG4000020938 - 200 a 500 $\mu$  (mais pequeno)

FG4000020943 - 500 a 1000 $\mu$  (tamanho maior)



## Kit Postes WhitePost DC ou DC-E (conicidade especial)

**168,78€**

25 POSTES  
5 BROCAS



FG19339



FG19349

KIT DC: DC0,5 | DC 1 | DC 2 | DC 3 | DCE 2

KIT DC-E: DC0,5 | DCE 0,5 | DC 1 | DCE 1 | DCE 2

Na compra de 1 Kit  
Oferta de Cimento Allcem Core A2



Stock limitado. Oferta no valor de 42,31€

## Cimento Allcem CORE - Permanente



Cores: A1, A2, A3, Opaco Perola

**42,31€**

seringas 6g  
8 pontas

**3+1**

Preço unitário resultante  
Oferta 3+1: 31,73€

Dupla cura (polimeriza sem luz)

Ponta intra-canal (p/ aplicação sem bolhas)

Cimentação de postes

Construção de núcleos

Cimentação de coroas

Na compra de 2 AllcemCore  
Oferta de 1 Whitepost  
DC-E 0.5 c/ Broca



FG19350

No valor de 42,31€

Stock limitado ao lote 120320

## WhitePost DC ou DC-E (conicidade especial) : 5 postes e 1 broca



**47,95€**

RECARGAS  
5 POSTES  
COM BROCA

Preço unitário resultante  
Oferta 5+1: 39,96€

**5+1**

DC  
FG19340 - DC0,5  
FG19341 - DC1  
FG19342 - DC2

DC-E  
FG19350 - DC-E0,5

Qual a vantagem em utilizar os White Post ?

Uma melhor adaptação e preenchimento do canal com o poste com um menor desgaste apical e consequente redução na utilização de cimento para preenchimento de espaços.

## WhitePost DC ou DC-E (conicidade especial): 5 postes Sem broca



**36,68€**

RECARGAS  
5 POSTES  
SEM BROCA

Preço unitário resultante  
Oferta 5+1: 30,56€

**5+1**

DC  
FG19344 - DC0,5  
FG19345 - DC1  
FG19346 - DC2  
FG19347 - DC3

DC-E  
FG19353 - DC-E0,5  
FG19354 - DC-E1

**FGM**  
ESTHETICS

## Silano

**27,23€**

Agente de adesão

Aplique na superfície. Seque com ar.

Kit c/ 2x 2ml  
2 seringas vazias c/1.2ml cada  
4 pontas

BJ400083

## Cimento Allcem - Permanente



**36,68€**

seringa 5g

**3+1**

Preço unitário resultante  
Oferta 3+1: 27,51€

Cimento dual

"Necessita ácido + adesivo"

Para cimentação de dissilicato de lítio, metal e zircônio.

Na compra de 3 Allcem  
Oferta de Adesivo Ambar Universal Oferta no valor de 47,95€

## Allcem Veneer APS

CIMENTO PARA FACETAS

**168,78€**

Kit c/ 6 seringas  
1 adesivo Ambar APS



Na compra de 1 Kit  
Oferta Diamond Master Kit  
no valor de 42,31€



FG19297

Cores incluídas:  
A1, Trans, Opaque White

## Ácido Fluorídrico

**13,04€**

Seringa 2,5ml

FG8497 - 5%  
FG2181 - 10%

**FGM**  
ESTHETICS

Em gel - Não escorre  
Cor - vermelho

## Kit SILIC•ONE - PUTTY 400g+400g / LIGHT 2x50ml

**135,58€**

PREÇO ESPECIAL !!!!

**99,00€**



FG400005921

Tempo trabalho Putty: 1'30" ; Cura: 3'00" | Tempo de trabalho Light: 2'15" ; Cura: 3'30"

## RESINA BISACRÍLICA PrimmaArt

Autopolimerizável



**15,00€**

seringas 7g  
5 pontas

**65,00€**

cartucho 75g  
10 pontas

Estética de compósito topo de gama !!!

Baixa libertação de calor  
5 Cores: Bleach, B1, A1, A2, A3



## Registo de Mordida SILIC•ONE - BITE 50ml



**47,95€**

BITE SILIC•ONE

Registo oclusal com precisão

**FGM**

ESTHETICS

FG4000055846

Tempo de trabalho: 20" | Tempo de Cura: 45"

Escala  
Vita

PrimmaArt

