

OFERTA 5+1
Na compra de 5 artigos
com o mesmo valor, oferta do 6º

OFERTA DE ESCALÃO
Em compras acima de 100€,
oferta de um artigo à escolha

PORTES GRÁTIS
Em compras acima de 70€. Ilhas, consulte-nos

DESTAQUES CLÍNICA
OUTUBRO - DEZEMBRO 2025

21 443 9285 | 21 443 9292
21 807 0919 | 91 501 1875

Whatsapp: 913 676 018
comercial@twomedical.pt

NOVO SITE / LOJA ONLINE:
www.twomedical.pt



Fale connosco
p/ whatsapp

Elóra^{APD}

Compósito fotopolimerizável

**UM COMPÓSITO
CONTEMPORÂNEO.**
UM CONCEITO,
VÁRIAS
POSSIBILIDADES.

Alta estética de forma simples e eficaz
Sistema com 3 níveis de translucidez:
Dentina, corpo/ body e esmalte



SILICATO
DE ZIRCONIA
ESFEROIDAL

ALTA CARGA
+ **76%**
DE

OPTIMIZED
FILLER DISTRIBUTION



ELÓRA Alta estética e simplicidade




Sistema com 3 níveis de translucidez:
Dentina, corpo/ body e esmalte


32,28€
Seringa

FGM
ESTHETICS

Alta carga: mais de 76%
APS = 4x mais tempo de trabalho
Silicato de Zircônia Esferoidal
Brilho e polimento duradouros
APS = Previsibilidade de cor



COM ELÓRA APS É POSSÍVEL Atingir a alta estética de forma simples e eficaz



KIT DIAMOND PRO

discos de lixa



42,31€

56 discos
1 mandril

Indicado para:
-Cerâmica
-Compósito



Seguro e funcional
Disco sem partes metálicas

FG2106

KIT DIAMOND FLEX

discos flexíveis



21,32€

24 discos
1 mandril

Indicado para:
-Cerâmica
-Compósito

2 tamanhos: 8 e 12mm
Disco sem partes metálicas

FG2099

DIAMOND EXCEL

pasta de polimento



9,84€

seringa 2g

À base de diamante
Grão extrafino
(2 a 4 microns)
Polimento universal

FG2091

DIAMOND EXCEL ULTRAFINE

pasta de polimento de alto brilho



21,32€

seringa 2g

Pasta de diamante
Ultra fino (0.5 microns)
Polimento de alto brilho

FG55820

BRANQUEAMENTO CASEIRO

Peróxido de carbamida a 10% ou 16%

Kit Whiteness Perfect

36,68€

Kit c/5 seringas



5+1

Recomendação:

3 a 4 horas dia ou uso noturno

Kit:

5 seringas c/3 gel cada
1 caixa transporte
2 placas flexíveis 1mm

FG7458 : 10% | FG7462 : 16%

Multipack Box c/50 Seringas

259,13€

50 seringas

FGM
ESTHETICS

C/ dessensibilizante:
Nitrato Potássio e flúor



DA
DENTAL ADVISOR
PREMIADO
COMO MELHOR
CLAREADOR
DE USO CASEIRO
NOS EUA

Seringas c/3g de gel : 2x mais que outros
Excelente viscosidade | pH neutro

FG7459 : 10% | FG7463 : 16%

BRANQUEAMENTO CONSULTÓRIO

Peróxido de hidrogênio a 6%

Whiteness HP Automixx

36,68€

Kit p/ 4 aplicações



Ponta especial:
aplicação homogênea



Seringa automistura c/2 fases
Ação remineralizante c/ cálcio

Sem necessidade de ativação por fonte de luz
Reduzida sensibilidade
pH alcalino e estável: sessão única de até 50 min.
Não requer aplicação de barreira gengival TopDam.

Kit: 1 Seringa c/ 4g de gel
4 pontas automix c/ escova

FG4000056043

KIT WhiteClass

Peróxido de hidrogênio a 6%

36,68€

Kit c/4 seringas

USO CASEIRO

APENAS 1h30min. dia



Kit c/: 4 seringas, 1 caixa

FG7447: 6%

KIT EVERYDAY

Ambar APS | Opallis

36,68€

Kit:

1 Opallis EA2 4g
1 Opallis DA2 4g
1 Ambar APS 6ml



FG55450

KIT TECHNOLOGY

Ambar Universal | Vittra

47,95€

Kit:

1 Vittra EA2 4g
1 Vittra DA2 4g
1 Ambar Universal 5ml



FG55441

KIT UNIVERSAL

Ambar Universal | Vittra Unique

47,95€

Kit:

1 Vittra Unique 4g
1 Ambar Universal 5ml



VERDADEIRO
EFEITO CAMALEÃO



FG55695

AMBAR APS

Adesivo fotopolimerizável



36,68€

APS 6ml

Filme adesivo resistente
Longevidade de união
Alto grau de conversão
Com MDP
BPA FREE




FG19358

"ADESIVO TRANSPARENTE"

AMBAR UNIVERSAL APS

Adesivo Autocondicionante



47,95€

APS 5ml

Autocondicionante
Alto desempenho em
dentina húmida.
Com MDP potencializado

Versatilidade:

Condicionamento total
Condicionamento seletivo
Autocondicionante



FG19361

AMBAR UNIV. APS PLUS

Adesivo Autocondicionante c/ Silano



47,95€

APS 3ml

Autocondicionante
Silano na composição
Com MDP potencializado
Redução de passos em:
Cimentações indiretas
(Cerâmica, Dissilicato de lítio...)

Versatilidade:

Condicionamento total
Condicionamento seletivo
Autocondicionante

FG55931

KIT DIAMOND MASTER

Kit para polimento



47,95€

FG266

Indicado para:
-Cerâmica
-Compósito

- 1 pasta de polimento Diamond Excel
- 36 discos de lixa Diamond Pro
- 14 discos Diamond Flex
- 2 mandril

KIT LLIS Eficácia com custo controlado

47,95€

Kit Llís
4 seringas Llís
Ácido Condac
Adesivo Ambar



Estética Natural
Carga de Vidro Schott (Alemão)
Indicado p/ Anteriores e Posteriores

FG19406 Cores incluídas no Kit:
EA1; EA2; EA3; DA2

KIT OPALLIS Eficiência com alta performance

63,33€

Kit Opallis
4 seringas Opallis
Ácido Condac
Adesivo Ambar



Composto micro-híbrido
Excelente consistência

FG19424 Cores incluídas no Kit:
EA1; EA2; EA3; DA2

KIT VITTRA Alta estética

102,96€

Kit Essential



4x mais tempo de trabalho
que um composto convencional



Oferta de Escalão até 10€

FG19382
Kit inclui:
6 Seringas de Vittra APS
(DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, Trans N)
1 Ácido Condac + 1 Adesivo Ambar APS

LLIS Eficácia com custo controlado

5+1

9,84€
Seringa 4g



DENTINA 4g : DA1 | DA2 | DA3 | DA3,5 | DB2
ESMALTE 4g : EA1 | EA2 | EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2 | EC3
UNIVERSAL 4g: INCISAL

Estética Natural
Carga de Vidro Schott (Alemão)
Indicado p/ Anteriores e Posteriores

LLIS | OPALLIS
NOVAS CORES BODY
A1, A2, A3



OPALLIS Eficiência com alta performance

21,32€
Seringa

5+1



DENTINA 4g : DA1 | DA2 | DA3 | DA3,5 | DB1 | DB2
DENTINA 2g : DA4 | DC2 | DC3 | D-BLEACH
ESMALTE 4g : EA1 | EA2 | EA3 | EA3,5 | EB1 | EB2
ESMALTE 2g : EA4 | EB3 | EC2 | EC3 | (E-BLEACH: H | L | M)
CORES DE EFEITO 2g : T-BLUE | T-NEUTRAL
OPACO 2g : OPACO PEARL | OPACO WHITE

Carga de Vidro Schott (Alemão)
Indicado p/ Anteriores e Posteriores

Opacidade intermédia
para igualar a cor natural do dente.
Ainda mais prático.

VITTRA Alta estética

36,68€
Seringa 4g

21,32€
Seringa 2g

5+1



ESMALTE 4g
EA1 | EA2 | EA3 | EB1

DENTINA 4g
DAO(2g) | DA1 | DA2
DA3 | DA3,5

TRANS-N 2g
TRANS-OPL 2g
E-Bleach 4g

APS = 4x mais tempo de trabalho
Silicato de Zircónia Esferoidal
Brilho e polimento duradouros
APS = Previsibilidade de cor



OPALLIS FLOW Alta resistência mecânica



Excelente adaptação às paredes das cavidades
72% de Carga em peso (Alta resistência mecânica)
Incrementos de até 2mm

12,32€
Seringa 2g

Alta fluidez c/ viscosidade ideal
Carga de Vidro Schott (Alemão)
Elevada resistência mecânica

Cores:
A1; A2; A3; Opaco A3,5;
Extra Opaco; Trans



VITTRA FLOW Alta estética

Baixa fluidez p/ viscosidade controlada
Silicato de Zircónia Esferoidal
APS - Estabilidade de cor/
Elevada resistência mecânica

21,32€
Seringa 2g

Alta carga
70%



Fluidez controlada



SILICATO DE ZIRCÓNIA ESFEROIDAL
= **Maior resistência mecânica**
Facilidade em obter polimento
Longevidade do brilho

Cores:
XBL | A1 | A2 | A3 | Trans

OPUS BULK FILL FLOW fluido em bloco



21,32€
Seringa 2g



Fluidez perfeita.
Capacidade de Autonivelção.
Incrementos até 4mm.
Adaptação à cavidade.
Cubra c/ composto.

Vantagens APS:
Polimeriza até 4mm
Baixa contracção
Maior tempo de trabalho

Cores:
A1 | A2 | A3 RESTAURAÇÕES EM 1/4 DO TEMPO

OPUS BULK FILL Restauração em bloco



21,32€
Seringa 4g

Vantagens APS:
Polimeriza até 5mm
Maior tempo de trabalho.

Praticidade!
Incrementos até 5mm.
Resistência mecânica.
Não necessita de composto cobertura.

Cores:
A1 | A2 | A3 RESTAURAÇÕES EM 1/4 DO TEMPO

VITTRA UNIQUE Composto camaleão



36,68€
Seringa 4g
FG55212



BPA FREE
TECNOLOGIA APS
Do Bleach ao D4
Redução de stock na clínica



36,68€
Cápsulas 20x0.2g
FG55452

VERDADEIRO EFEITO CAMALEÃO



Baixa fluidez p/ viscosidade controlada

32,28€
Seringa flow 2g
FG55624



PERFEITO EM ATTACHMENTS

ACOMPANHA O BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

Whitepost System Sistema de postes em fibra de vidro




NOVIDADE !
DC FITO.4:
Cone apical mais longo e fino.
A mesma resistência !
Mais conservador sem comprometer a resistência.

47,95€

5 POSTES
COM BROCA

36,68€

RECARGAS
5 POSTES
SEM BROCA



DC FITO.4 DC 0.5 DC 1 DC 2 DC 3

Allcem CORE cimento resinoso dual 3 em 1



Dupla cura (polimeriza sem luz)

Ponta intra-canal
(Sem bolhas)

42,31€

seringas 6g
8 pontas

Maior viscosidade e carga de partículas
que o Allcem DUAL (ideal para núcleos)

Necessita:
Ataque ácido
Adesivo



Cimentação
de
postes



Construção
de
núcleos



Cimentação
de
coroas

FG19280-A1 | FG19281-A2 | FG19282-A3 | FG19283-Op. Perola

PrimmaArt resina bisacrílica p/ provisórios

Resistente, Estética e Económica



63,33€

cartucho 75g
10 pontas

Compatível c/pistolas:
1:1/2:1 (50ml/75g)

Autopolimerizável
Baixa libertação de calor


Cores:

Bleach, B1, A1; A2; A3

16,84€

seringas 7g
5 pontas

Permite fazer até
20 provisórios!



Allcem Veneer cimento p/ facetas



**Oferta
de Escalão
até 10€**

135,58€

Kit c/
3 Allcem 2.5g
3 Allcem Try-in 2g
1 Ambar APS 2ml



Cores incluídas:

A1, Trans, Opaque White

FG19297

Allcem DUAL cimento resinoso



Cimento dual
Polimeriza sem luz

Mais fluido que o Allcem Core.
Indicado para cimentação de peças
indiretas (coroas, inlays, onlays):
Dissiliato de lítio, metal e zircónio

36,68€

seringa 5g

Necessita:
Ataque ácido
Adesivo

FG19276 - A1 | FG19277 - A2 | FG19278 - A3 | FG19279 - TRANS

NANOSYNT



63,33€

Embalagem de 1 g
4 Ampolas de 0,27cc (0,25g)

FG20938 - 200 a 500µ (mais pequeno)
FG20943 - 500 a 1000µ (tamanho maior)

100% sintético

Bifásico: 60% de hidroxiapatita e 40% de β-fosfato tricálcico
Rápido: resposta biológica e resultados clínicos comprovados



VOXELPRINT

Resina para impressão 3D



297,00€
250g

Cores (entrega imediata):
Média translucidez: A2
Baixa translucidez: A1, A2, A3

Por encomenda:
Alta translucidez : Bleach, B1
Média translucidez: Bleach, B1
Baixa translucidez: Bleach, B1, B2



ISS INTELLIGENT
STABILITY
SYSTEM



ARCFLEX Afastador labial

9,84€

FG2770 : L
FG2769 : M



Autoclavável



Com descanso de mordida

PLACAS P/MOLDEIRAS



5,89€

FG5387 Placas 1mm 5un.
FG5389 Placas 2mm 2un.
Embalagem hermética
Placas EVA alta qualidade

SILICONE SILIC•ONE : LIGHT / PUTTY

47,95€

Light
2x50ml
12 pontas



47,95€

Putty
400g+400g



Tempo de trabalho: 2'15"
Tempo de Cura: 3'30"
FG4000055919



Tempo de trabalho: 1'30"
Tempo de Cura: 3'00"
FG4000055920