

TWO
Medical
www.twomedical.pt

OFERTA 5+1
Na compra de 5 artigos
com o mesmo valor, oferta do 6º

OFERTA DE ESCALÃO
Em compras acima de 100€,
oferta de um artigo à escolha

PORTES GRÁTIS
Em compras acima de 70€ . Ilhas, consulte-nos

DESTAQUES LABORATÓRIO
NOV - DEZ 2025

21 443 9285 | 21 443 9292
21 807 0919 | 91 501 1875

Whatsapp: 913 676 018
comercial@twomedical.pt



Fale connosco
p/ whatsapp

Voxelprint^{ISS}

Resina 3D

ISS INTELLIGENT
STABILITY
SYSTEM

60%
DE CARGA



FGM[®]
DENTAL
GROUP



Voxelprint

A **Voxelprint Ceramic** é uma resina biocompatível fotopolimerizável para impressão 3D, indicada para próteses unitárias sobre dentes e implantes. Com alto teor de cargas inorgânicas e à base de materiais vitrocerâmicos, oferece uma alta resistência mecânica aliada a versatilidade estética, que proporciona brilho e características ópticas únicas.



Foto: Dr. Marcelo Giordani

Indicação de uso:

- Coroas totais unitárias (anterior ou posterior);
- Inlays, Onlays e Facetas;
- Coroas sobre componentes protéticos;
- Dentes artificiais para próteses definitivas.

Versatilidade estética

A primeira resina para impressão 3D que apresenta **três níveis de translucidez**, para oferecer alta performance estética com **11 cores disponíveis**.

3 níveis de translucidez : 11 cores

HT (Alta translucidez)

Bleach | B1

MT (Média translucidez)

Bleach | B1 | A2

LT (Baixa translucidez)

Bleach | B1 | B2 | A1 | A2 | A3

60%
DE CARGA



297,00€

Frasco c/ 250g



Impressoras compatíveis

AnyCubic

Phrozen

Elegoo

Entre outras...

Consulte código QR:



Solicite-nos os parâmetros
caso não estejam disponíveis

Consulte por favor o stock disponível.

Radiopacidade e Fluorescência

Excelente radiopacidade que permite o controlo em rx. **Fluorescência** equilibrada com o dente natural.

Mínima sedimentação

Homogêneo mesmo quando mantido em repouso por um longo tempo no equipamento (VAT) de impressão.

Caso clínico




Facetas em Voxelprint 3D - cor: Bleach HT

Caso: Dr. Marcelo Giordani

Estabilidade de cor

Devido ao exclusivo **sistema ISS (Intelligent Stability System)**, a Voxelprint apresenta uma excelente estabilidade reológica e de cor, garantindo as suas propriedades.



ISS INTELLIGENT
STABILITY
SYSTEM

Voxelprint Ceramic (BL)

Concorrente (BL)

Voxelprint Ceramic apresenta estabilidade de cor ao longo do processo de cura em diferentes tempos (T0 = Tempo imediato / T10 = 10 min / T60 = 60 min / CAP - Cabine de alta potência).

Informação técnica

Resistência Flexural 120 a 155 MPa

Microdureza Vickers aprox. 42 HV

Solubilidade em água < 2 µg/mm³

Absorção em água < 20 µg/mm³

Fonte: Dados internos FGM Dental Group.

Dentes Superlux - Major



Anteriores : 6 dentes
Posteriores: 8 dentes

4,76€
cada placa

5+1

Cores VITA: A1 - D4

Dentes 3 camadas em acrílico de alto impacto. Alta resistência ao desgaste e fraturas. Anatomia refinada, translucidez natural e variedade de cores como o dente natural. Durabilidade com estética natural. Resistência à abrasão.

Preços sem Iva

Acrílico - Prótese Total

Quente - Hot

83,33€



2x500g Pó + 500ml Líquido
MJC3021M - Rosa
MJC3021MV - Rosa Veiado



Acrílico - Reparação

Frio - Cold
Autopolimerizável

83,33€

2x500g Pó + 500ml Líquido
MJC3121M - Rosa



32,28€

500ml Líquido
MJC3100



Compatível com
outras marcas de
acrílico a frio !

Acrílico - Ortodontia

Autopolimerizável

135,58€

2x500g Pó
500ml Líquido
MJC3321T - Transp.



32,28€

100g Pó
100ml Líquido
MJC3320P - Rosa
MJC3320T - Transp.



Acrílico p/ provisórios

Frio - Cold
Autopolimerizável
Cores Vita

32,28€

Incisal/ Dentina 100gr
A2|A3|A3,5|B3|C2|D3



21,32€

Líquido 100ml
MJB4131



Silicone de Laboratório - Ormalab 95



70,84€

5kg Silicone
2x60ml ativador
MJM9520



16,84€

60ml ativador
MJM1092



Alginato

7,88€

Alginplus fast 453gr
MJA6000



Isolante



Gesso/ Acrílico

16,84€

Isolmajor 1000ml
MJL2720

NEO GUM Gengiva

42,31€

2 x 50ml + 12 pontas
MJM3200N2 - RIGID
Dureza: 70 Shore



Compatível CAD

Silicone de alta precisão
para gengiva artificial



42,31€

2 x 50ml + 12 pontas
MJM3220N2 - SOFT

Dureza: 40 Shore

Tempo trabalho: 2 min.
Tempo polimerização: 10 min.



Arco em Fibra Trilor
Leves, resistentes e biocompatíveis.

191,57€

3 BARRAS
ALTURA 3,5mm

BLTA3.5



"Utilizo as barras Trilor desde 2021.
É, para mim, uma solução em que confio,
pela sua resiliência, leveza e biocompatibilidade.
Os tecidos peri-implantares agradecem."

Dr. Juvenal Patriarca
OMD 3765



Composição:

Matriz de resina com fibras de vidro multidirecionais. É significativamente mais leve do que o titânio e a zircônia, mantendo uma excelente resistência.

Indicações:

Use em estruturas de implantes e próteses híbridas.

Leveza:

Um maior conforto para o paciente.

Resistência:

A combinação de resina e fibra de vidro resulta num material resistente, mas flexível, que absorve as forças oclusais de forma otimizada.

Reparável:

Compatível com resinas acrílicas e compósito, o que permite ajustes e reparação.

Passo a passo:

Marcar, adaptar a barra aos componentes, prova de passividade, registo de mordida, montagem de dentes, prova estética e de oclusão, acrilização.

Informação técnica:

Cor: Branco marfim
Resistência à tensão: 380 MPa
Resistência à flexão : 540 MPa

