

OFERTA 5+1

Na compra de 5 artigos com o mesmo valor, oferta do 6º

OFERTA DE ESCALÃO

Em compras acima de 100€, oferta de um artigo à escolha

PORTES GRÁTIS

Em compras acima de 70€. Ilhas, consulte-nos

DESTAQUES ORTODONTIA OUTUBRO - DEZEMBRO 2025

21 443 9285 | 21 443 9292

21 807 0919 | 91 501 1875

Whatsapp: 913 676 018

comercial@twomedical.pt



Fale connosco
p/ whatsapp

QUAL É O BRÁQUETE QUE...



É LÍDER NA
CATEGORIA
HÁ MAIS DE
10 ANOS



BRÁQUETES AUTOLIGADOS SLI ROTH SLOT 0.22" INTERATIVOS



102,96€

MO1014900

**Oferta
de Escalão
até 10€**

Escolha 1 artigo de
oferta até 10€ !!!

5+1

Na compra de 5, o 6º é oferta !



16,84€

MO7501002
Aplicador/ Extrator
Abre o clip de NiTi



Clip em NiTi

32,28€

Reposições SLI (5un)



SLI - Interactivos

1ª Fase passiva:

-Com arcos redondos o fio tem liberdade de movimentos

2ª Fase activa:

-Com arcos retangulares ocorre uma suave leitura de torque pelo clip

Roth Light | M.B.T. Light



16,84€
Cada caso

5+1

ROTH LIGHT
MO1010979

MORELLI



M.B.T. LIGHT
MO1035903

Roth Ceramic



ROTH
MO1011900

83,33€

Roth PolySafira



Estéticos
Translúcidos
Slot .022"

Base
pré-silanzada

POLYSAFIRA
MO1024900

168,78€

Bráquetes Roth Max/ M.B.T. MAX



21,32€
Cada caso

5+1

ROTH
MO1015905



MBT
MO1035905

Max

Máximo conforto
Máxima colagem
Máxima precisão

baixo perfil e dimensões reduzidas



Comparativo proporcional
Incisivo Central Superior



Kits c/ Sequência de Arcos Intraorais



MO5014900



MO5014901



MO5014902

21,32€

Kits práticos e funcionais !!!
Prático e organizado
Redução de custos

Ligadura Elástica Antimicrobiana



5,89€

Bengalinha | Modular

Solicite-nos o guia de cores

Impede o desenvolvimento de fungos e bactérias.
Reduz o aparecimento de odores indesejados.
Preserva as propriedades mecânicas.

Ligadura Elástica



5,89€

Bengalinha | Modular

Ligadura Elástica Em Corrente



7,88€
Colorida
1,5m

16,84€
Cinza ou Cristal
4,5m

Curto
2,5mm

Médio
3,3mm

Longo
4mm

24 cores disponíveis
Comprimento: 1,5m

Cinza ou Cristal
Comprimento: 4,5m

TUBOS SIMPLES P/ CIMENTAÇÃO - ROTH

21,32€
10 TUBOS

ROTH - Slot .022"
p/ CIMENTAÇÃO

MO2011211
Sup. Direito
(1º e 2º Molar)

MO2011212
Sup. Esquerdo
(1º e 2º Molar)

MO2011221
Inf. Direito
(1º e 2º Molar)

MO2011222
Inf. Esquerdo
(1º e 2º Molar)

TUBOS SIMPLES P/ CIMENTAÇÃO - MBT

21,32€
10 TUBOS

MBT - Slot .022"
p/ CIMENTAÇÃO

MO2035113
Sup. Direito
(1º e 2º Molar)

MO2035114
Sup. Esquerdo
(1º e 2º Molar)

MO2035212
Inferiores
Dto e Esq.
(1º Molar)

MO2035215
Inferiores
Dto e Esq.
(2º Molar)

ARCOS AÇO - INOX



Sem memória de
forma
Disponível em:
Superior / Inferior

5,89€

QUADRADOS
RETANGULARES

REDONDOS
10 uni

5,89€

ARCOS NiTi - Super Elásticos



Níquel Titânio
Liga com
elasticidade e
memória de forma.

9,84€

QUADRADOS
RETANGULARES

REDONDOS
10 uni

16,84€

ARCOS NiTi - ThermoPlus



Termo Activados
Arrefecidos são
maleáveis.
A + de 27°C
activam-se.

9,84€

QUADRADOS
RETANGULARES

REDONDOS
10 uni

16,84€

ARCOS NiTi - Curva Reversa



Curva Reversa
Liga com memória
de forma
Arco de Spee

21,32€

QUADRADOS
RETANGULARES

REDONDOS
10 uni

21,32€

Tubo de proteção Em Rolo

7,88€

4 cores disponíveis
Cinza | Cristal | Azul | Rosa
Comprimento: 3m

2 diâmetros:
0,75mm | 0,95mm

Afastador Labial

12,32€

MO7501136 - P
MO7501146 - G

16,84€

MO7501133 - P
MO7501143 - G

Moldeiras

4,76€

8 tamanhos
Nº1 a nº8

COMPARTIMENTOS

12,32€

10 uni.
MO8003004

12,32€

10 uni.
MO8004001

p/ aparelhos
removíveis

12,32€

10 uni.
MO8004002

p/ Elásticos

21,32€

10 uni.
Azul ou Rosa

12,32€

5 uni.
8 cores disponíveis

EXPANSOR HYRAX

Para Disjunção Palatina

Tamanhos :
7, 9, 11, 13mm

16,84€

Chave incluída

BOTÕES

7,88€

para cimentação



plano
base retentiva
CERAMIC
MO3010210
2 unidades



convexo
base c/ pinos
MO3010202
10 unidades



côncavo
base c/ pinos
MO3010203
10 unidades



plano
base c/ pinos
MO3010205
10 unidades

MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS

12,32€

10 UNIDADES
(5 PARES)

Utilizem em:
Documentação ortodôntica
Transferência de implantes
Placas de bruxismo/ branqueamento

MO7501154 - G - 5 PARES - AZUL
MO7501153 - M - 5 PARES - VERMELHO
MO7501152 - P - 5 PARES - VERDE

Elásticos Intraorais Em Latex

5,89€

Aroma a menta

Medidas: 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 3/4"
3 Forças: Leve 70g | Médio 130g | Pesada 180g

Elásticos Intraorais Em Black Latex - Antimicrobiano

5,89€

Black Latex
1000 uni.

Medidas: 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16"
1 Força: Médio 130g

ORGANIZADOR

Para Elásticos

16,84€

50 UNIDADES
MO8005001


VITRA UNIQUE FLOW Compósito camaleão

Baixa fluidez p/ viscosidade controlada

32,28€

Seringa flow 2g
FG55624

PERFEITO EM ATTACHMENTS
"ASSUME" A COR DO DENTE



VERDADEIRO
EFEITO CAMALEÃO

Máscara Facial de Petit

32,28€

3 cores disponíveis
Azul | Rosa | Cinza

NOVA
COR
CINZA

Chave incluída

"Interior com espuma"

Duas opções de utilização:

- Mentoneira Fixa
- Mentoneira Articulada

MODELO / MANEQUIM



102,96€
MO9199001



83,33€
ROTH
MO1013900

Manequim inclui:

- 1/4 Boca Autoligado SLI
- 1/4 Boca PolySaphira
- 1/4 Boca Roth Ceramic
- 1/4 Boca Roth Max
- 2 Arcos NiTi 010"
- 4 Tubos Simples Roth

SLP - Passivos (fase passiva constante)

- o clip não pressiona o arco utilizando arcos redondos ou retangulares
- as aletas do bráquete permitem a aplicação de ligadura elástica em determinado dente para controle de e quando o atrito será aplicado.
- baixo atrito durante período de uso de arcos retangulares (fecho de espaços)

Pinça para Tubos



32,28€
MO7501027



Pinça para Bráquetes



versão curta
130mm



32,28€
MO7501022 : 145mm "normal"
MO7501064 : 130mm "curta"

Pinça Plic para Elásticos

Coloque elásticos:
- em segurança
- em "X"
- em corrente



21,32€
MO7501028

Autoclavável

ORTHOCEM Cimento ortodôntico



Fotopolimerizável
Com flúor

36,68€

FG55253

Utilize c/ adesivos da linha
Ambar - FGM



AMBAR UNIVERSAL APS

Adesivo Autocondicionante

47,95€
5ml

APS
Autocondicionante
Alto desempenho em
dentina húmida.
Com MDP potencializado

Versatilidade:
Condicionamento total
Condicionamento seletivo
Autocondicionante



FG19361

Orthobite Cimento 2 em 1

1 solução, 2 aplicações:
- Cimento para bandas
- Levante de mordida

Fotopolimerizável



36,68€
FG19365



*requer ataque ácido

KIT c/ 10 CASOS BRÁQUETES Prescrição ROTH Light



Oferta
de Escalão
até 10€

ROTH Light
MO1010996



135,58€
KIT C/ 10 CASOS

KIT c/ 10 CASOS BRÁQUETES Prescrição MBT ou ROTH MAX



Oferta
de Escalão
até 10€

168,78€
KIT C/ 10 CASOS

ROTH
MO1015935

MBT
MO1035935

SUPER KIT c/ 200 Tubos Simples Prescrição ROTH



Oferta
de Escalão
até 21,5€

259,13€
MO2011921



50 TUBOS POR QUADRANTE

Kit c/ 100 Casos Prescrição ROTH




MO1015925

1336,18€


Oferta
de Escalão
até 105€

Tensiômetro

70,84€



MO7502009 - Azul (25gf-250gf)
MO7502008 - Verde (50gf-500gf)
MO7502006 - Vermelho (100gf-1600gf)



Template cefalométrico

Benvenga

32,28€

MO7501020

