



ASSIST^{APS}

opaquer

21,32€

Compósito opacificador de alto desempenho com tecnologia APS para mascarar substratos escurecidos.

ALTO TEOR DE CARGA:

60%



ALTA OPACIDADE



CORES SIMPLIFICADAS



AUTONIVELAMENTO



Universal

Opaque White

Pink



Abertura para correção do dente escurecido.



Aplicação do opacificador Assist APS Opaquer na cor Pink.

Autor: Dr. Orlando Regimatto



913 676 018
Fale connosco
p/ whatsapp

Tel: 21 443 9292
comercial@twomedical.pt

OFERTA 5+1

Na compra de 5 artigos com o mesmo valor, oferta do 6º

PORTES GRÁTIS

Em compras acima de 70€. Ilhas sob consulta.

OFERTA DE ESCALÃO

Em compras acima de 100€, oferta de um artigo à escolha

NOVA MORADA

Centro Empresarial Elospark II
Estrada de São Marcos nº33, Esct 26
2735-521 Agualva-Cacém

BRANQUEAMENTO CASEIRO

KIT WhiteClass

Peróxido de hidrogénio a 6%

38,68€

Kit c/4 seringas

5+1

Recomendação:
Apenas 1h30min. dia



FG7447: 6%

Kit inclui:

4 seringas
c/3g de gel,
1 caixa

Fórmula c/ dessensibilizantes:

Nitrato Potássio e flúor

Inclui Cálcio - remineralizante

Caso clínico



Antes

Tratamento combinado:

2 sessões de HP Automixx 6%

(cada sessão com 30 minutos)

3 semanas de White Class 6%

(cada aplicação de 1:30 minutos)



Depois

Autor:
Dras. Andreia Gabriel e Rafaela Zinelli

Excelentes resultados
Minima sensibilidade

BRANQUEAMENTO CONSULTÓRIO

Peróxido de hidrogénio a 6%

Whiteness HP Automixx

38,68€

Kit p/ 4 aplicações



Ponta especial:
Para uma
aplicação homogênea

Kit inclui:

1 Seringa c/ 4g de gel

4 pontas automix c/ escova



ESTHETICS

Reduzida sensibilidade.

pH alcalino e estável.

Sessão única de até 50 min.

Não requer aplicação de barreira gengival TopDam.

Sem necessidade de ativação por fonte de luz.

FG4000056043



CONCURSO BRANQUEAMENTO



ESTHETICS

Participe e ganhe uma Box White Class 6%

com 50 seringas no valor de 259,13€



01

Realize um caso clínico com
Branqueamento
White Class 6%

02

Publique as
fotografias
antes/depois
no Instagram

03

Identifique

@twomedicalpt

@fgmdental.global

04

Todos ganham:
1 Automixx 6%
+ 1 cupão de 10%
desconto p/
loja online

De 15 de junho
a 31 de agosto

Participe já

BRANQUEAMENTO CASEIRO

Peróxido de carbamida 10% ou 16%

Kit Whiteness Perfect



5+1

38,68€

Kit c/5 seringas
FG7458 : 10%
FG7462 : 16%

Edição especial de apoio à luta
contra o cancro da mama.



38,68€

Kit c/5 seringas
FG56087 : 16%

Recomendação:

3 a 4 horas dia ou uso noturno

Multipack Box

Oferta
de Escalão
até 22€



259,13€

50 seringas
FG7459 : 10%
FG7463 : 16%

Seringas c/3g de gel - compare a quantidade !

Excelente viscosidade - não escorre da moldeira !

pH neutro - menor desmineralização do esmalte !

DA
DENTAL ADVISOR

**PREMIADO
COMO MELHOR
CLAREADOR
DE USO CASEIRO
NOS EUA**



30
ANOS

Kit inclui:
5 seringas c/ 3g. de gel cada
1 caixa transporte
2 placas flexíveis 1mm

Assist Modeling Compósito modelador

Compósito modelador que otimiza a manipulação de compósitos em restaurações estéticas, para esculpir e estratificar.

21,32€

2 Seringas c/ 1,5g
6 pontas



Antes da fotopolimerização



Após a fotopolimerização:
Incolor ! Não interfere na cor

Alta fluidez

APS = aspecto incolor após fotopolimerização

Não altera as propriedades físico-químicas do compósito

Minimiza a incorporação de bolhas durante a estratificação



FG4000055965

Vittra Unique

Compósito camaleão

BPA FREE
TECNOLOGIA APS
Do Bleach ao D4
Redução de stock



38,68€

Seringa 4g
FG55212



ANTES
Polimerizar



DEPOIS
polimerizar



VERDADEIRO
EFEITO CAMALEÃO



38,68€

Cápsulas 20x0.2g
FG55452



32,28€

Seringa flow 2g
FG55624

PERFEITO EM
ATTACHMENTS

Vittra Flow Alta estética



Cores:
XBL | BL | A1 | A2 | A3 | OA2 | B1 | Trans

Alta carga
70%



Fluidez controlada

21,32€

Seringa 2g



Maior resistência mecânica
Facilidade em obter polimento
Longevidade do brilho

Elora Compósito nanohíbrido

Sistema com diferentes níveis de translucidez.

32,28€

Seringas de 4g/ 2g*



5+1

Alta carga: mais de 76%

APS = 4x mais tempo de trabalho

Vittra

Compósito à base de silicato zircônia

APS = 4x mais tempo de trabalho
Silicato de Zircônia Esferoidal
Brilho e polimento duradouros
APS = Previsibilidade de cor



38,68€

Seringas de 4g/ 2g*

5+1



ESMALTE 4g



DENTINA 4g
DAO(2g)



TRANS N / OPL 2g



Voxelprint Ceramic

Resina impressão 3D

3 níveis de translucidez : 12 cores

AT (ALTA TRANSLUCIDEZ)



BLEACH

B1

MT (MÉDIA TRANSLUCIDEZ)



BLEACH

B1

A2

A3

A3 MT
NOVA COR !!!

BT (BAIXA TRANSLUCIDEZ)



BLEACH

B1

B2

A1

A2

A3

Parâmetros de impressão para:

-AnyCubic

-Phrozen

-Elegoo

-Entre outras...



Oferta
de Escalão
até **22€**



60%
DE CARGA

297€

250g



Créditos
Dr. Marcelo Giordani

Brilho incomparável
Estabilidade de cor
Mínima sedimentação
Radiopacidade e fluorescência



Mini Vat - Meditec

P/ Impressão 3D

397€ SÓ MINI VAT

297€ NA COMPRA C/ VOXEL

Utilize até 95% menos de resina.

Disponível p/:

- AnyCubic Photon M7
- Phrozen Sonic Mini 8KS
- Elegoo Mars 5 Ultra
- Elegoo Saturn 4 Ultra



Base de impressão
em aço inoxidável



Em alumínio

*Escala meramente ilustrativa.

Allcem Cimento resinoso Dupla Cura

Allcem Core



Cores: A1; A2; A3; Op. Pérola

44,31€
seringa 6g



Cimentação de postes Construção de núcleos Cimentação de coroas

FG19280 - A1
FG19281 - A2
FG19282 - A3
FG19283 - OP. Pearl



Necessitam: Ataque ácido + Adesivo

Allcem



38,68€
seringa 5g

Cores: A1; A2; A3; Trans



Polimeriza sem luz

FG19276 - A1
FG19277 - A2
FG19278 - A3
FG19279 - Trans

Mais fluido que o Allcem Core.
P/ cimentação de coroas, inlays, onlays.
Em dissilicato de lítio, metal e zircônio

Adesivo c/ silano

Ambar Universal APS Plus



FG55931

49,95€
3ml

Autocondicionante
c/ Silano

Redução de passos
na cimentação:
-Cimentações indiretas
-Cerâmica
-Dissilicato de lítio

Com MDP potencializado
APS

Versatilidade:

Condicionamento total
Condicionamento seletivo
Autocondicionante

PrimmaArt

Resina bisacrílica p/ provisórios

63,33€
Cartucho 75g



Cores:

Bleach
B1
A1
A2
A3



16,84€
Seringa 7g



Permite fazer
até 20 provisórios!

Compósito Opallis

Eficiência com alta performance



Seringas Opallis

Extensa opção de cores disponível



21,32€

Seringas de 4g e 2g*
*Tamanho da seringa depende da cor

Kit Opallis

63,33€

Kit inclui:
4 seringas Opallis
(EA1; EA2; EA3; DA2)
1 ácido Condac
1 adesivo Ambar
FG19424

Opallis Flow compósito fluido

72% de carga



12,32€

Seringa 2g

Cores:

A1; A2; A3
Opaco A3,5;
Trans; Xtra OP;
A0,5 ; B0,5

Whitepost System

Postes em fibra de vidro

49,95€
5 postes c/ broca


38,68€

Recarga 5 postes s/ broca



169,78€

Kit: 25 postes c/ 5 brocas



Pré-silanizados
Radiopacos
Translúcidos
Resistentes

Dupla conicidade = excelente adaptação

Nanosynt

Substituto ósseo 100% sintético



Alta porosidade
Excelente manipulação
100% sintético

Bifásico:
60% de hidroxiapatita
40% de β -fosfato tricálcico



Autor: Dr. Ricardo Schestatsky

55,89€

Embalagem de 1 g
4 Ampolas de 0,27cc (0,25g)

FG20938 - 200 a 500 μ (grão mais pequeno)
FG20943 - 500 a 1000 μ (grão c/ tamanho maior)



Preços Sem Iva

AMBAR APS

Adesivo fotopolimerizável

38,68€
6ml

APS =
Filme adesivo
resistente.
Longevidade
de união.
Alto grau
de conversão.
Com MDP
BPA FREE



FG19358



"ADESIVO TRANSPARENTE"

AMBAR UNIVERSAL APS

Adesivo fotopolimerizável

49,95€
5ml

APS
Autocondicionante.
Alto desempenho
em dentina húmida.
Com MDP
potencializado.



FG19361

INCOLOR

Versatilidade:
Condicionamento total
Condicionamento seletivo
Autocondicionante