



Voxelprint^{ISS}

Resina 3D



60%
DE CARGA



913 676 018
Fale connosco
p/ whatsapp

Tel: 21 443 9292
comercial@twomedical.pt

OFERTA 5+1

Na compra de
5 artigos com o
mesmo valor,
oferta do 6º

PORTES GRÁTIS

Em compras
acima de 70€.
Ilhas sob
consulta.

OFERTA DE ESCALÃO

Em compras
acima de 100€,
oferta de um
artigo à escolha

NOVA MORADA

Centro Empresarial
Elospark II

Estrada de São Marcos
nº33, Esc26

2735-521
Aguilva-Cacém

Visite a loja on-line em www.twomedical.pt

RESINA DE IMPRESSÃO 3D

VOXELPRINT - CERAMIC

Resina biocompatível fotopolimerizável para impressão 3D, indicada para próteses unitárias sobre dentes e implantes.

Alto teor de cargas inorgânicas e à base de materiais vitrocerâmicos, oferece uma alta resistência mecânica aliada a versatilidade estética, que proporciona brilho e características ópticas únicas.

Brilho incomparável
Estabilidade de cor
Mínima sedimentação
Radiopacidade e fluorescência



60%
DE CARGA

297€
250g

3 níveis de translucidez : 12 cores

AT (ALTA TRANSLUCIDEZ)



BLEACH

B1



MT (MÉDIA TRANSLUCIDEZ)



BLEACH

B1

A2

A3

**A3 MT
NOVA COR !!!**

BT (BAIXA TRANSLUCIDEZ)



BLEACH

B1

B2

A1

A2

A3

Mini Vat + Base de Impressão

Tanque e base para Impressão 3D

Utilize até 95%
menos de resina.



Em alumínio

Disponível para os modelos:
-Anycubic Photon M7
-Phrozen Sonic Mini 8KS
-Elegoo Mars 5 Ultra
-Elegoo Saturn 4 Ultra
Outro modelo? Pergunte-nos!

Fabricado em Aço Inox e Alumínio
Reduz o desperdício
Evita contaminação e pigmentação

Base de impressão
em aço inoxidável



Voxelprint



Oferta
de Escalão
até 22€



Parâmetros de impressão para:

- Anycubic
- Phrozen
- Elegoo
- Entre outras...



Créditos
Dr. Marcelo Giordani

Estabilidade de cor

ISS INTELLIGENT
STABILITY
SYSTEM

Voxelprint Ceramic (BL)



Concorrente (BL)



Voxelprint Ceramic:

Apresenta estabilidade de cor ao longo do processo de cura em diferentes tempos.
(T0 = Tempo imediato / T10 = 10 min / T60 = 60 min / CAP - Cabine de alta potência).

397€

MINI VAT + BASE DE IMPRESSÃO

297€

NA COMPRA COM VOXEL

Adquira em conjunto com uma
unidade de Voxelprint e usufrua
de um preço especial.



EXPANSOR MINI HYRAX

Abertura:
9mm - MO6505111
11mm - MO6505112



16,84€
Mini Hyrax + chave



Bucha anti-retorno



Aplicações

Promove a movimentação dentoalveolar,
para o aumento transversal da arcada inferior.

MORELLI

EXPANSOR HYRAX P/ disjunção palatina



16,84€
Hyrax + chave

5+1



Chave incluída

Abertura:
7mm - MO6505010
9mm - MO6505011
11mm - MO6505012
13mm - MO6505013

FIO EM ROLO - AÇO CrNi



desde **5,89€**
rolo de 50g



desde **44,31€**
rolo de 500g
Versão económica

MORELLI

Disponível também em versão "meia cana"

Medidas	50 gramas	Pvp	500 gramas
,012" 0,30mm	MO5501030	9,84€	
,014" 0,35mm	MO5501035	9,84€	
,016" 0,40mm	MO5501040	9,84€	
,018" 0,45mm	MO5501045	9,84€	
,020" 0,50mm	MO5501050	5,89€	
,024" 0,60mm	MO5501060	5,89€	
,028" 0,70mm	MO5501070	5,89€	MO5501570 44,31€
,032" 0,80mm	MO5501080	5,89€	MO5501580 49,95€
,036" 0,90mm	MO5501090	5,89€	MO5501590 49,95€
,040" 1,00mm	MO5501100	5,89€	MO5501591 49,95€
,047" 1,20mm	MO5501120	5,89€	



Trilor - Arco em Fibra

Matriz de resina com fibras de vidro multidirecionais.

Indicações:
Use em estruturas de implantes e próteses híbridas.

Leveza:
Um maior conforto para o paciente.

Resistência:
A combinação de resina e fibra de vidro resulta num material resistente,
mas flexível, que absorve as forças oclusais de forma otimizada.

Oferta
de Escalão
até 10€

191,57€
3 barras
Espessura 3,5mm



BLTA3.5

Cor: Branco marfim
Resistência à tensão: 380 MPa
Resistência à flexão: 540 MPa



Dr. Juvenal Patriarca
OMD 3765

"Utilizo as barras Trilor desde 2021.
É, para mim, uma solução em que confio,
pela sua resiliência, leveza e biocompatibilidade.
Os tecidos peri-implantares agradecem."

Silicone SILIC•ONE Putty / Light



49,95€
Putty
400g+400g

FGM
ESTHETICS

Tempo de trabalho: 1'30"
Tempo de Cura: 3'00"

NEO GUM Gengiva Rigid | Soft



SOFT
MJM3220N2
Dureza: 40 Shore

Compatível CAD
Silicone de alta precisão
para gengiva artificial



RIGID
MJM3200N2
Dureza: 70 Shore

44,31€
2 x 50ml + 12 pontas




Tempo trabalho: 2 min.
Tempo polimerização: 10 min.

Dentes Superlux - Major

Cores VITA: A1 - D4

Dentes 3 camadas em acrílico de alto impacto.
Alta resistência ao desgaste.
Anatomia refinada
Translucidez natural
Variedade de cores como o dente natural.
Durabilidade com estética natural.
Resistência à abrasão.



Anteriores : 6 dentes
Posteriores: 8 dentes



4,96€
cada placa

5+1

Stock para entrega imediata !

Acrílico Major Base 20 A quente - HOT



87,33€

2x500g Pó + 500ml Líquido
MJC3021M - Rosa
MJC3021MV - Rosa Veiado



Acrílico Major Repair A frio - COLD



87,33€

KIT
2x500g Pó + 500ml Líquido
MJC3121M - Rosa

32,28€

500ml Líquido
MJC3100

Acrílico Major Ortho Autopolimerizável



139,58€

KIT
2x500g Pó + 500ml Líquido
MJC3321T - Transparente

32,28€

Intro Kit
100g Pó + 100ml Líquido
MJC3320T - Transparente
MJC3320P - Rosa

Acrílico Temporary Cold p/ provisórios



32,28€

100ml Líquido
MJB4131

Frio - Cold
Autopolimerizável
Cores Vita

32,28€

Incisal/ Dentina 100gr
A2|A3|A3,5|B3|C2|D3



Ormalab 95

Silicone p/ condensação: 5kg



70,84€

5kg Silicone
2x60ml ativador
MJM9520



16,84€

Dureza: 95 Shore
Para uso extra oral

60ml ativador
MJM1092



Ormaplus Lab 90

Silicone p/ adição : 10kg



169,78€

5kg Silicone
5kg catalizador
MJM4010

Oferta
de Escalão
até 10€

Dureza: 90 Shore
Alta resistência ao calor



Visite a loja on-line em www.twomedical.pt