

Linha de Ancoragem Absoluta

Mini Implantantes

Tabela de preços 2026

XMORELLI

45 ANOS



Tecnologia em cada detalhe.
Versatilidade em cada movimento.

TwoOrtho
by Two Medical

Kit de Ferramentas

A excelência e funcionalidade que já conhece, agora também na **versão rosa.**




O Kit de Ferramentas Morelli inclui:

	Ponta Lança MO3720010	21,32€
	Chave Hexagonal Longa MO3720011	21,32€
	Chave Hexagonal Média MO3720015	21,32€
	Chave Hexagonal Curta MO3720012	21,32€
	Chave Hexagonal Digital MO3720013	21,32€
	Chave de Mão ROSA - MO3720017 AZUL - MO3720014	139,58€

Preço
KIT
297€
1 un.

Cor	Qtd.	REF
Rosa	1	MO3720003
Azul	1	MO3720001



Todas as ferramentas do kit, incluindo a caixa, são autoclaváveis a 121°C.




Autoligados

Prescrição Roth ou M.B.T.
Sistemas autoligados:
SLI, SLP e SLH.



Mecanismo simples e prático

Dispensa o uso de ferramentas ou alicates especiais para abertura ou fecho do clip.



Design arredondado

Cantos arredondados e perfeitamente polidos, que garantem o máximo conforto ao paciente.

Resistência Superior

Produzido pela mais moderna tecnologia MIM (Metal Injection Molding), o seu corpo único possui uma alta precisão e resistência.



Excelência em cada escolha

Aproveite as nossas ofertas!

Oferta 5+1

Na compra de 5 artigos com o mesmo valor, oferta do 6º

Portes grátis

Em compras acima de 70€. Ilhas, consulte.

Oferta de Escalão

Em compras acima de 100€, oferta de um artigo à escolha.*

TwoMed[®]
by Two Medical

→ twomedical.pt





Uma linha completa em ancoragem absoluta

Principais características dos Mini Implantes Morelli:

Ponta ativa com perfil autoperfurante, especialmente desenhada para oferecer estabilidade, ajuste seguro na textura óssea e resistência para as aplicações de cargas ortodônticas imediatas.

Transmucoso de adaptação perfeita e manutenção adequada dos tecidos moles peri-implantares.

Qualidade e segurança, MDR, material aprovado e certificado com garantia de continuidade no mercado europeu.



Excelência que conquista, Há 45 anos, que a Morelli é sinónimo de qualidade na Ortodontia. Agora novamente disponível na Europa, oferece desempenho de referência mundial com uma relação custo x benefício.

Furo de 0,8mm (indicado para fio de até .021"x.025") na secção sextavada, dimensionado especialmente para aplicação de acessórios ortodônticos.


Fácil aplicação: todos os mini implantes são compatíveis com o kit de ferramentas Morelli.



Mini Implants in Titanium | Button Head

Ideal para aplicação inter-radicular, permite diversas possibilidades de movimentação durante o tratamento ortodôntico, independentemente da cooperação do paciente.

Preço
55,89€
2 un.




Comprimento da Rosca	Transmucoso	Diâmetro	Sentido de Inserção	Qtd.	REF
6 mm	1 mm	Ø1.5 mm	 Horário/Clockwise	2	MO3710101
8 mm					MO3710102
6 mm	2 mm	Ø1.5 mm	 Horário/Clockwise	2	MO3710201
8 mm					MO3710202
10 mm					MO3710203



Preço
38,68€
1 un.

Mini Implante em Aço | Cabeça de Botão

Ideal para aplicação extra-radicular, o mini implante em aço, quando comparado com o titânio, apresenta uma maior resistência aos esforços de flexão e torção.



Comprimento da Rosca	Transmucoso	Diâmetro	Sentido de Inserção	Qtd.	REF
5mm	4mm	Ø2.0mm	Horário/Clockwise	1	MO3710405
7mm	4mm	Ø2.0mm	Horário/Clockwise	1	MO3710407
10mm	4mm	Ø2.0mm	Horário/Clockwise	1	MO3710410
12mm	4mm	Ø2.0mm	Horário/Clockwise	1	MO3710412
14mm	4mm	Ø2.0mm	Horário/Clockwise	1	MO3710414



Preço
38,68€
1 un.

Mini Implante com Furo Retangular | Cabeça de Botão

Ampliando as possibilidades de movimentação dentária e oferecendo ainda mais soluções para a correção das maloclusões, os mini implantes ortodônticos com furo retangular foram desenvolvidos em dois modelos: em aço, para instalação extra-radicular, e em titânio, para instalação inter-radicular.




Comprimento da Rosca	Transmucoso	Diâmetro	Sentido de Inserção	Qtd.	REF
----------------------	-------------	----------	---------------------	------	-----

Mini Implante Ortodôntico em Titânio - Furo Retangular

8mm	2mm	Ø15mm	Horário/Clockwise	1	MO3710210
-----	-----	-------	-------------------	---	-----------

Mini Implante Ortodôntico em Aço - Furo Retangular

10mm	6mm	Ø2.0mm	Horário/Clockwise	1	MO3710603
------	-----	--------	-------------------	---	-----------





Preço
38,68€
1 un.

Mini Implante em Titânio | Cabeça de Bráquete

Além da ancoragem de molas, elásticos ou amarrilhos, permite o uso de cantilevers, oferecendo assim novas possibilidades de movimentação ortodôntica. Conta com dois slots .021" x .025" perpendiculares entre si na cabeça do mini implante, para acomodar com precisão os fios retangulares.

	Comprimento da Rosca	Transmucoso	Diâmetro	Sentido de Inserção	Qtd.	REF	
	6mm	1mm	Ø1.5mm	Anti-Horário Counter Clockwise	1	MO3710231	
	8mm					MO3710232	
	6mm	1mm	Ø1.5mm	Horário/Clockwise	1	MO3710241	
	8mm					MO3710242	

Ø0,8 mm

Todos os mini implantes Morelli são esterilizados



Ferramentas para Facilitar a Ancoragem



Chave para Contra Ângulo

Acople ao contra-ângulo. A Chave substitui o micromotor de baixa rotação, transformando o contra-ângulo numa chave de instalação.

Preço
87,33€
1 un.



Brocas para Mini Implantes

Contribuem para um procedimento mais seguro e previsível na instalação de mini implantes em ossos mais densos.

Preço
21,32€
1 un.



Medida	Qtd.	REF
59mm	1	MO3720016

Medida	Qtd.	REF
27mm Ø1,1mm 4,5mm	1	MO3720018
35mm Ø1,1mm 4,5mm		MO3720019

*Chave para Contra Ângulo e Brocas para Mini Implantes não estão incluídas no Kit de Ferramentas Morelli